

家庭用電気治療器(電位・温熱治療器)

メルヘンライフ:Neoスリーブ

健康寿命応援隊



電位治療 肩こり・頭痛・慢性便秘・不眠症に

温熱治療 血行改善・筋肉のコリ・胃腸の働き・神経痛、筋肉の痛みに

★ご使用方法

- コントローラーで温熱治療と電位治療の切り替えができます。
- 治療導子は、コナーケースがある方を上(頭側)にしてご使用下さい。尚、コナー銘板がある方が表です。

★構造・断面図

	綿 100%(空気触媒加工)
	黒体繊維(ビーブリーズ)
	プロファイルウレタン
	面状発熱体
	ポリエステル固綿 20mm
	不織布
	ドリームコール生地

サイズ	シングル; 100x200cm	ダブル; 140x200cm
定格消費電力	150W	192W
電位出力	-4.5v	
発熱体及び電商版	特殊カーボン発熱体	
温熱調節機能	感熱線によるトライアック制御	
安全装置	感熱線断線検知回路 感熱線短絡検知回路 温度過昇防止装置 過負荷保護装置	
発熱体温度	強/約 47℃ 中/約 37℃ 弱/約 27℃	
1時間当たりの消費電力・電気料金	「強」約 41Wh 約 0.77円 「中」約 26Wh 約 0.49円 「弱」約 11Wh 約 0.20円	「強」約 53Wh 約 1.00円 「中」約 33Wh 約 0.62円 「弱」約 14Wh 約 0.26円
タイマー動作時間	電位 1時間±10秒・8時間±30秒/温熱 12時間±1分	
電源コード	約 1.9m (小判型 2芯)	
中継コード	約 1.0m (小判型 3芯)	
梱包形態	三つ折り	
管理医療機器	20700BZZ00987000	

¥320,000+税 ダブルもあります。