

足裏低周波治療

- 5種類のポイントコースから選択できます。
- 出力強度を10段階で調節できます。
- 通電箇所が一目でわかる足裏通電ポイントモニターで表示。

低周波パッド治療

- 低周波パッド導子で足裏以外でも局所の治療が可能です。(肩・腰・膝など)

温熱ヒーター

- 治療中、足裏が冷えないように36個の通電ポイントをヒーターで暖めます。

6つの特徴

低周波ベルト

- 粘着パッド導子よりも広い範囲に低周波が入ります。(ふくらはぎ、太もも、おなか、腰)
(レッグベルト・ウエストベルト)オプション

自動タイマー

- 20分(初期設定)10分
- 低周波に慣れていない方、又は使い始めの方のために時間を2段階で選択できます。

リモコン操作

- リモコンが付いてらくらく操作
- 足腰に負担を掛けずに簡単操作。

使用目的又は効果

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。

—— マッサージ効果の範囲 ——
疲労回復。血行をよくする。
筋肉の疲れをとる。筋肉のこりをほくす。
神経痛、筋肉痛の痛みの緩解。

付属品



- リモコン(リイブ無) 1個
- 低周波パッド4枚組 1セット
- パッド接続コード 1本
- パッド受皿 1個
- 収納袋 1枚

オプション



- 交換用パッド(リーフパッドセット)
(低周波パッド4枚組×3セット入)
- 3,800円+消費税



- フットジェル1本
- 3,500円+消費税



- 低周波ベルトセットプレミアム
- 45,000円+消費税

安全に関するご注意

必ずお守り下さい

危険

- ペースメーカー等の体内埋め込み型医用電子機器・心電計などの装着形医用電気機器との併用は絶対にお止め下さい。事故や誤作動をまねく恐れがあります。
- 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないで下さい。
- 本器のカバーを外したり、破損した状態での使用は大変危険なため、絶対にお止め下さい。

警告

- 次の人は医師と相談の上、ご使用ください。
①悪性腫瘍のある人 ②心臓に障害のある人 ③妊娠初期の不安定期又は出産直後の人 ④体温38℃以上(有熱期)の人 ⑤急性炎症症状(けん、倦怠) ⑥悪寒、悪寒、血圧変動など)の強い時期。例2. 衰弱しているとき。⑤安静を必要とする人 ⑥骨粗鬆症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疼痛性患者の人 ⑦糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ⑧温度感覚喪失が認められる人(温熱機能をもつ機器に限る) ⑨適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人 ⑩背骨(脊椎)に異常のある人、又は背骨が左右に曲がっている人(背骨を治療する機器に限る) ⑪腱鞘炎の人(手を治療する機器に限る) ⑫その他、医療機関で治療中の人
- しばらく使用しても、効果が現われない場合、医師又は専門家にご相談ください。

販売代理店

使用前の注意事項

- ① 心臓の近く、口中・顔面や陰部などには使用しないでください。
- ② 小さなお子様などでの使用、または幼児の手の届くところで使用したり、保管したりしないでください。
- ③ 分解・修理・改造は絶対に行わないでください。異常作動により事故、ケガ、故障の恐れがあります。
- ④ 本器のカバーを外したり、破損した状態での使用は大変危険なため、絶対にお止めください。
- ⑤ 使用中に身体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師若しくは売店、又は製造販売元までご連絡ください。
- ⑥ すべてのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。
- ⑦ 他の治療器と同時に使用しないでください。
- ⑧ しばらく使用しなかった機器を使用するときは、前各号に準ずるほか、機器が正常に、かつ、安全に作動する事を確認してください。

注意 使用中の注意事項

- ① 全身が濡れた状態で使用しないでください。汗をかいているとき、水の中や湿気の多い風呂場などで使用しないでください。
- ② 通電性のある貴金属等を本体の上に載せないでください。
- ③ 水のかかる場所での使用、保管はお止めください。
- ④ 睡眠中等、長時間の使用はお止めください。車の運転中など、危険が伴う場所での使用は避けてください。
- ⑤ 機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止してください。
- ⑥ 停電の際は直ちに電源を切り操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻してください。

■本書からの無断複製は堅くお断じます。
■本カタログに掲載の写真は印刷のため若干色調が異なる場合があります。
■製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
■カタログの詳細については、販売店または当社におたずね下さい。



「信頼と安心、製品を選ぶ目安」としてHAPEマークが貼付されている機器には、生体物賠償責任保険が付保されています。